



ESZKÖZÖK Bechtol Futura <<<<<

Koncentrátum

Mindenkinek, aki gyorsan és gazdaságosan akar fertőtleníteni. Alkalmos orvosi és technikai eszközök fertőtlenítésére.

- ➔ Kiváló és széleskörű antibakteriális hatása van.
- ➔ 15 perc alatt 3%-os oldatban, 60 perc alatt 1%-os oldatban fejt ki antibakterizáló hatását.
- ➔ A DGHM irányelvei szerint bevizsgálva. (1.1.1981)
- ➔ Inaktiválja a HBV/HIV vírusokat 15 perc alatt.
- ➔ Nem tartalmaz kloridot, ezért korrózióbiztos.
- ➔ Anyagkímélő.
- ➔ Nem tartalmaz fenolokat és aldehideket.
- ➔ Használható ultrahangfürdőben is.
- ➔ Biológiailag teljesen lebomlik.



Art. Nr. 541 1 literes adagolás üvegben koncentrátum, újratölthető.

Art. Nr. 541.5 Kannában 5 l koncentrátum.



FELÜLET Bechtozid Plus <<<<<<<

Hajtógázmentes pumpás fertőtlenítőszer

Gyors felületfertőtlenítő, ami biztosítja a páciensekkel a higiénikus kapcsolattartást.

- ➔ Kiváló és széleskörű hatása van.
- ➔ 1 perc alatt fejt ki antibakterizáló hatását.
- ➔ A DGHM irányelvei szerint bevizsgálva. (1.1.1981)
- ➔ Inaktiválja a HBV/HIV vírusokat 1 perc alatt még nagy fehérjeterhelés mellett is.
- ➔ Használható minden alkoholálló felületen.
- ➔ Nem tartalmaz fenolokat és aldehideket.
- ➔ Biológiailag teljesen lebomlik.



Art. Nr. 544.500 Pumpás flakon 500 ml kész oldattal, újratölthető.

Art. Nr. 544.5 Kanna 5 liter kész oldattal.



Bechtofix Plus <<<<<<<

Fertőtlenítőkendő

- ➔ Fogászati praxisok kezelőszékeinek, fogantyúinak stb. tisztítására és fertőtlenítésére.
- ➔ Antibakterizáló hatása és 1 perc alatt inaktiválja a HBV/HIV vírusokat.
- ➔ Használható minden alkoholálló felületen.
- ➔ Egyenként kivehető a praktikus adagoló dobozból.
- ➔ Frissentartó pecsétrel van ellátva.
- ➔ Kellemes illata van.



Art. Nr. 548 Adagoló doboz 90 kendővel, újratölthető.

Art. Nr. 548.NF 90 kendős utántöltő.

Gyártó
Alfred Becht GmbH
Carl-Zeiss-Str. 16
D-77656 Offenburg

Tel. +49 781/60586-0
Fax +49 781/60586-40
info@becht-online.de
www.becht-online.de

Forgalmazó
DSD Dental Sopron Depo
Csengery u. 48/C
HU-9400 Sopron

Tel-Fax +99 312844
Tel-Fax +99 313966
dsd@donaudentdsd.hu

